F-HZ-HJ-SZ-0015

水质─钙和镁总量的测定─EDTA 滴定法

本方法等效采用 ISO 6059-1984《水质钙与镁总量的测定 EDTA 滴定法》。

l 范围

本方法规定用 EDTA 滴定法测定地下水和地面水中钙和镁的总量。本方法不适用于含盐量高的水,诸如海水。本方法测定的最低浓度为 0.05mmol/L。

2 原理

在 pHIO 的条件下,用 EDTA 溶液络合滴定钙和镁离子。铬黑 T 作指示剂,与钙和镁生成紫红或紫色溶液。滴定中,游离的钙和镁离子首先与 EDTA 反应,跟指示剂络合的钙和镁离子随后与 EDTA 反应,到达终点时溶液的颜色由紫变为天蓝色。

3 试剂

分析中只使用公认的分析纯试剂和蒸馏水,或纯度与之相当的水。

- 3.1 缓冲溶液(pH=10)。
- 3.1.1 称取 1.25gEDTA 二钠镁($C_{10}H_{12}N_2O_8Na_2Mg$)和 16.9g 氯化铵(NH4Cl)溶于 143mL 浓的氨水(NH₃ * H₂O)中,用水稀释至 250mL。因各地试剂质量有出入,配好的溶液应按 3.1.2 方法进行检查和调整。
- 3.1.2 如无 EDTA 二钠镁,可先将 16.9g 氯化铵溶于 143mL 氨水。另取 0.78g 硫酸镁 $(MgSO_4 *7H_2O)$ 和 1.179gEDTA 二钠二水合物 $(C_{10}H_{14}N_2O_8Na_2 *2H_2O)$ 溶于 50mL 水,加入 2mL 配好的氯化铵、氨水溶液和 0.2g 左右铬黑 T 指示剂干粉(3.4)。此时溶液应显紫红色,如出现天蓝色,应再加入极少量硫酸镁使变为紫红色。逐滴加入 EDTA 二钠溶液(3.2)直至溶液由紫红转变为天蓝色为止(切勿过量)。将两溶液合并,加蒸馏水定容至 250mL。如果合并后,溶液又转为紫色,在计算结果时应减去试剂空白。
- 3.2 EDTA 二钠标准溶液: ≈10mmol/L。

3.2.1 制备

将一份 EDTA 二钠二水合物在 80℃干燥 2h, 放人干燥器中冷至室温, 称取 3.725g 溶于水, 在容量瓶中定容至 1000mL, 盛放在聚乙烯瓶中, 定期校对其浓度。

3.2.2 标定

按第 6 章的操作方法,用钙标准溶液(3.3)标定 EDTA 二钠溶液(3.2.1)。取 20.0mL 钙标准溶液(3.3)稀释至 50mL

3.2.3 浓度计算

EDTA 二钠溶液的浓度 $c_1(\text{mmol/L})$ 用式(1)计算:

$$c_1 = \frac{c_2 V_2}{V_1}$$
....(1)

式中: c_2 一钙标准溶液(3.3)的浓度, mmol/L;

 V_2 ——钙标准溶液的体积, mL_i

 V_1 ——标定中消耗的 EDTA 二钠溶液体积,mL。

3.3 钙标准溶液: 10mmol/L。

将一份碳酸钙(CaCO₃)在 150℃干燥 2h, 取出放在干燥器中冷至室温, 称取 1.001g 于 50mL 锥形瓶中, 用水润湿。逐滴加入 4mol/L 盐酸至碳酸钙全部溶解, 避免滴入过量酸。加 200mL水, 煮沸数分钟赶除二氧化碳, 冷至室温, 加入数滴甲基红指示剂镕液(0.1g 溶于 100mL60 % 乙醇), 逐滴加入 3mol/L 氨水至变为橙色, 在容量瓶中定容至 1000mL。此溶液 1.00mL 含 0.4008mg(0.01mmol)钙。

3.4 铬黑 T 指示剂。

将 0.5g 铬黑 $T[HOC_{10}H_6N: N_{10}H_4(OH)(NO_2)SO_3Na$,又名媒染黑 11,学名: 1-(1-羟基 -2- 萘 基 偶 氮)-6- 硝 基 -2- 萘 酚 -4- 磺 酸 钠 盐 , sodium salt of 1-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-6-nitro-2-naphthol-4- sulfonic acid] 溶 于 <math>100mL 三 乙 醇 胺 $[N(CH_2CH_2OH)_3]$,可最多用 25mL 乙醇代替三乙醇胺以减少溶液的粘性,盛放在棕色瓶中。或者,配成铬黑 T 指示剂干粉,称取 0.5g 铬黑 T 与 100g 氯化钠(NaCl,GBl266—77)充分混合,研磨后通过 40~50 目,盛放在棕色瓶中,紧塞。

3.5 氢氧化钠: 2mol/L 溶液。

将 8g 氢氧化钠(NaOH)镕于 100mL 新鲜蒸馏水中。盛放在聚乙烯瓶中,避免空气中二氧化碳的污染。

3.6 氰化钠(NaCN)。

注: 氰化钠是剧毒品,取用和处置时必须十分谨慎小心,采取必要的防护。含氰化纳的溶液不可酸化。 3.7 三乙醇胺 $[N(CH_2CH_2OH)_3]$ 。

4 仪器

常用的实验室仪器及:

滴定管、50mL, 分刻度至 0.10mL。

5 采样和样品保存

采集水样可用硬质玻璃瓶(或聚乙烯容器),采样前先将瓶洗净。采样时用水冲洗 3 次,再采集于瓶中。

采集自来水及有抽水设备的井水时,应先放水数分钟,使积留在水管中的杂质流出,然后将水样收集于瓶中。采集无抽水设备的井水或江、河、湖等地面水时,可将采样设备浸入水中,使采样瓶口位于水面下 20~30cm,然后拉开瓶塞,使水进入瓶中。

水样采集后(尽快送往实验室),应于 24h 内完成测定。否则,每升水样中应加 2mL 浓硝酸作保存剂(使 pH 降至 1.5 左右)。

6 操作步骤

6.1 试样的制备

一般样品不需预处理。如样品中存在大量微小颗粒物,需在采样后尽快用 0.45ì m 孔径滤器过滤。样品经过滤,可能有少量钙和镁被滤除。

试样中钙和镁总量超出 3.6mmol/L 时, 应稀释至低于此浓度, 记录稀释因子 F。

如试样经过酸化保存,可用计算量的氢氧化钠溶液(3.5)中和。计算结果时,应把样品或试样由于加酸或碱的稀释考虑在内。

6.2 测定

用移液管吸取 50.0mL 试样于 250mL 锥形瓶中, 加 4mL 缓冲溶液(3.1)和 3 滴铬黑 T 指示剂溶液或 $50\sim100$ mg 指示剂干粉(3.4),此时溶液应呈紫红或紫色,其 pH 值应为 10.0 ± 0.1 。为防止产生沉淀,应立即在不断振摇下,自滴定管加入 EDTA 二钠溶液(3.2),开始滴定时速度宜稍快,接近终点时应稍慢,并充分振摇,最好每滴间隔 $2\sim3$ s,溶液的颜色由紫红或紫色逐渐转为蓝色,在最后一点紫的色调消失,刚出现天蓝色时即为终点,整个滴定过程应在 5min内完成。记录消耗 EDTA 二钠溶液体积的毫升数。

如试样含铁离子为 30mg/L 或以下,在临滴定前加入 250mg 氰化钠(3.6),或数毫升三乙醇胺(3.7)掩蔽。氰化物使锌、铜、钴的干扰减至最小。加氰化物前必须保证溶液呈碱性。

试样如含正磷酸盐和碳酸盐,在滴定的 pH 条件下,可能使钙生成沉淀,一些有机物可能干扰测定。

如上述干扰未能消除,或存在铝、钡、铅、锰等离子干扰时,需改用原子吸收法测定。

7 结果计算

钙和镁总量 c(mmol/L)用式(2)计算:

$$c = \frac{c_1 V_1}{V_0} \tag{2}$$

式中: c_1 ——EDTA 二钠溶液浓度, mmol/L;

 V_1 ——滴定中消耗 EDTA 二钠溶液的体积, mL;

· V₀——试样体积,mL。

如试样经过稀释,采用稀释因子 F 修正计算。

关于硬度的计算,见附录 A。1 mmol/L 的钙镁总量相当于 100.1mg/L 以 $CaCO_3$ 表示的硬 度

精密度

本方法的重复性为±0.04mmol/L,约相当于±2滴EDTA二钠溶液。

9 参考文献

GB7477-87

附录 A: 水硬度的概念 (参考件)

硬度,不同国家有不同的定义概念,如总硬度、碳酸盐硬度、非碳酸盐硬度。

A.1 定义

- A.1.1 总硬度——钙和镁的总浓度。
- A.1.2 碳酸盐硬度——总硬度的一部分,相当于跟水中碳酸盐及重碳酸盐结合的钙和镁所形 成的硬度。
- A.1.3 非碳酸盐硬度——总硬度的另一部分, 当水中钙和镁含量超出与它们结合的碳酸盐和 重碳酸盐含量时,多余的钙和镁就跟水中氯化物、硫酸盐、硝酸盐结成非碳酸盐硬度。
- A.2 硬度的表示方法
- A.2.1 德国硬度——1 德国硬度相当于 CaO 含量为 10mg/L 或为 0.178mmol/L。
- A.2.2 英国硬度——1 英国硬度相当于 CaCO₃ 含量为 1 格令/英加仑, 或为 0.143mmol/L。 A.2.3 法国硬度——1 法国硬度相当于 CaCO₃ 含量为 10mg/L 或为 0.1mmol/L。
- A.2.4 美国硬度——l 美国硬度相当于 CaCO₃ 含量为 lmg/L 或为 0.01mmol/L。

A.3 硬度换算表

| | | mmol/L | 德 国 | 英 国 | 法国 | 美 国 |
|----|---------|--------|-------|-------|---------|------|
| | | | DH | Clark | degreeF | mg/L |
| | mmol/L | 1 | 5.61 | 7.02 | 10 | 100 |
| 德国 | DH | 0.178 | 1 | 1.25 | 1.78 | 17.8 |
| 英国 | Clark | 0.143 | 0.08 | 1 | 1.43 | 14.3 |
| 法国 | degreeF | 0.1 | 0.56 | 0.70 | 1 | 10 |
| 美国 | mg/L | 0.01 | 0.056 | 0.070 | 0.1 | 1 |